ÜRÜN BİLGİ FORMU

Ürün adı ve katalog numarası

Yeni kod	Eski kod	Ad
21901105	8410	Aka-NoStick Powder

Malzeme

Stearat

Özellikler

Beyaz toz. 250 ml şişede.

Uygulama

Metalografik kalıplamada kalıp ayırıcı

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgilere dayalı olarak, bu ürün hiçbir şekilde sağlığa ve çevreye zararlı değildir.Bu ürün kimyasal madde yayan bir madde değildir ve sınıflandırmadan, etiketlemeden ve güvenlik bilgi formu gereksinimlerinden muaftır.
Bu ürün sadece yukarda belirtilen uygulama kapsamında kullanılmalıdır.
ABD için sadece: NFPA Rating: Sağlık: 0. Yangın: 0. Reaktivite: 0. Diğer: 0

REACH bilgisi

Bu ürünün tüm maddeleri REACH'e uygundur.

Çevresel koşullar

Atıkların atımı yerel otoritelerin gereksinimlerine uygun olarak yapılmalıdır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Depolama bilgisi

Direk güneş ışından uzakta 5 – 40°C ortam sıcaklığında depolanmalıdır. Raf ömrü satın alma tarihinden itibaren 5 yıldır.