mikrotest
The Key to Materials Science

FUTURE-TECH

FM-LXR

Otomatik Vickers Sertlik Ölçüm Cihazı



- Test metotları: Vickers (HV), Knoop (HK), Brinell (HBV), Kırılma Tokluğu (Kc)
- Test yükü aralığı: 50 gf -10 kgf
- Load-Cell teknolojisine sahip yük sistemi
- Otomatik sertlik izi okuma ve raporlama
- Konfigüre edilebilir rapor formatı
- Sertlik sonucunu Rockwell cinsinden görüntüleme (ASTM E-140)
- İki nokta arası mesafe ölçümü

Test Metotları	HV, HK, HBW, Kc
Test Yükleri	50gf/100gf/200gf/300gf/500gf /1kgf/2kgf/5kgf/10kgf
Lens Seçenekeri	1.25x/2.5x/5x/10x/20x/50x/100x
Tabla Ölçüsü	100mm x 100mm
Tabla Hareketi	X25mm x Y25mm
Maksimum numune boyutu	Yükseklik: 110mm, Derinlik: 165mm
Yazılım	ARGO (Otomatik iz okuma yazılımı)
Ağırlık	45kg
Ölçüler (w x d x h)	283x480x620mm
Güç Kaynağı	200-240V, 50/60Hz

mikrotest
The Key to Materials Science