mikrotest
The Key to Materials Science

MULTICUT PRO300X

Metalografik Numune Kesme Cihazı



Ürün Özellikleri

Multicut PRO300X, metalografik numune hazırlama işlemlerinde kullanılan ve yüksek kalitede yüzeyler elde etmenizi kolaylaştıracak manuel bir kesme cihazıdır.

| Kesme işlemleri için özel olarak üretilmiş güçlü motor
| Korozyona karşı etkili paslanmaz çelik kasa
| Otomatik zemin yıkama ve kabin yıkama özelliği
| IP67 sertifikalı sudan ve tozdan etkilenmeyen kontrol paneli

Ø305 mm
Disk Kapasitesi

Ø115 mm
Kesim Kapasitesi

3 kW
Motor Gücü

Teknik Özellikler

Motor Dönüş Hızı 2800 rpm	Tabla Ölçüleri 295 x 285 mm	T-Slot Ölçüsü 10 mm
Disk Kiti 32 ve 22 mm	Kontrol Paneli IP67 Metal Butonlar	Su Pompası 30 Litre/dk
Ölçüler (w x d x h) **755x875x870 mm**	Ağırlık **100 kg**	Güç Kaynağı 380 v 50/60 Hz



MULTICUT PRO300X


mikrotest
The Key to Materials Science


XL Gözetleme Camı



Sadece Kesme İşlemleri İçin Üretilmiş Özel Motor







Kabin ve Cam Yıkama Sistemi



Konumu Değiştirilebilir Tabla