mikrotest
The Key to Materials Science

MULTICUT SENSE

Otomatik Hassas Numune Kesme Cihazı



Ürün Özellikleri

Multicut Sense, metalografik numune hazırlama işlemlerinde kullanılan ve en hassas yüzeyleri elde edebileceğiniz otomatik bir kesme cihazıdır.
7 renkli dokunmatik ekranı ile tüm parametrelerin kolaylıkla belirlenmesi ve kontrol edilmesi sağlanır.

| Servo motor sistemine sahip hassas tabla hareketi
| Farklı kesme modları sayesinde hassas kesim imkanı
| Korozyona karşı etkili termoplastik kaplama
| IP65 sertifikalı toza ve suya karşı dayanıklı, renkli dokunmatik ekran
| Güçlü su pompası sayesinde hızlı soğutma ve kolay temizlik
| Cihaza entegre sürgülü su tankı sayesinde ergonomik kullanım
| Lazer hizalama özelliği sayesinde kesim noktasını en kolay şekilde belirleme

Teknik Özellikler

Disk kapasitesi Ø 200 mm	Kesim Kapasitesi Ø 70 mm	Motor Dönüş Hızı 500-5000 rpm
Tabla Hareket Mesafesi 275mm	Tabla Ölçüleri 225x260 mm	Program Hafızası 15 Kayıt
Ölçüler (GxDxY) 680x850x470 mm	Ağırlık 100 kg	Güç Kaynağı 200-240V, 50-60Hz





