mikrotest
The Key to Materials Science

MULTIMOUNT CORE

Sıcak Bakalite Alma Cihazı



Ürün Özellikleri

MultiMount Core, metalografik numune hazırlama işlemlerinde kullanılan otomatik bir bakalite alma cihazıdır. Güçlü ısıtma ve soğutma sayesinde kullanıcısına hızlı kalıplama ve sorunsuz bir deneyim sunar.

| İkonlarla kontrol edilebilir dokunmatik panel
| Çeyrek turda kilitlenebilen güvenli kapak sistemi
| Farklı bakalit tozları için metot oluşturma ekranı
| Arttırılabilir bakalite alma modülleri sayesinde çoklu bakalite alma imkanı
| Toplam 3 üniteye kadar tek kontrol panelinden eş zamanlı kullanım

220 °C
Isıtma Kapasitesi

2500W
Isıtma Gücü

25 Kayıt
Program Hafıza

Teknik Özellikler

Kalıp Seçenekleri Ø25-30-40-50 mm	Kalıplama Süreleri Min 4 dk/Max 8 dk	Çalışma basıncı 0-10 bar
Çalışma Sistemi Pnömatik	Soğutma Seçenekleri Hızlı, Orta, Yavaş	Kontrol Paneli Renkli dokunmatik ekran
Ölçüler(GxDxY) 510x470x560 mm	Ağırlık 35kg	Güç Kaynağı 200-220V/50-60Hz

