mikrotest
The Key to Materials Science

# MULTIPOL ADVANCED+

## Otomatik Zımparalama ve Parlatma Cihazı



## Ürün Özellikleri

Multipol Advaced Plus, metalografik numune hazırlama işlemlerinde kullanılan otomatik bir zımparalama ve parlatma cihazıdır. Servo motora sahip numune tutucu sayesinde hassas yüzeylerde dahi mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar.

| Tek veya çift diskli tasarım
| Çıkarılabilir ve debi ayarlı musluklar sayesinde kolay temizlik
| Opsiyonel dozajlama sistemi kontrollü sarf kullanımı
| Numune tutucu ünite, çalışma esnasında sabit kalarak tek tarafa hazırlanması gereken hassas kaplamalarda kullanılabilir.
| Kendini temizleyen küvet sistemi

## Teknik Özellikler

| | | |
|---|---|---|
| Disk hızı<br>50-650 RPM | Otomatik Kafa Hızı<br>0-200RPM | Baskı Kuvveti<br>10-60N |
| Disk Seçenekleri<br>Ø200/250/300mm | Numune Kapasitesi<br>6xØ25-40mm,3xØ50mm | Kontrol<br>Renkli dokunmatik |
| Ölçüler(GxDxY)<br>585x695x700mm-tekli<br>760x695x700mm-çiftli | Ağırlık<br>95kg<br>120kg | Güç Kaynağı<br>200-220V/50-60Hz |






