MULTIPOL SENSE

mikrotest
The Key to Materials Science

Tam Otomatik Zımparalama-Parlatma Cihazı



- Rijit titreşimsiz sağlam gövde.
- Korozyona karşı dirençli ve su tutmama özelliğine sahip teflon yapışmaz boya
- Otomatik ve ayarlanabilir dozajlama sistemi
- Servo motora sahip numune tutucu ünite sayesinde hassas numune hazırlama
- 7 inch yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran.
- İkonlar ile kontrol, dil seçeneği olmaksızın uluslararası kullanım
- Farklı malzemeler için numune hazırlama metodları oluşturma ve kaydetme.
- Numune tutucu hazırlama esnasında sabit (hareketsiz) kalabilir; manuel şekilde de numune hazırlayabilirsiniz
- Sabit kalan numune tutucu ile otomatik işlemlerde istediğiniz süre aralıklarında numuneleri 90° otomatik döndürme işlevi
- 6 adet numuneyi aynı anda hazırlayabilme.

Çalışma Diski Hızı	50-650 RPM
Otomatik Kafa Hızı	0-200 RPM
Baskı Kuvveti	10-60N
Otomatik Dozajlama	5 Pompa
Program Hafızası	15 Kayıt
Pompa Hızı	30 ml/dk
Disk Seçenekleri	Ø200/250/300mm
Numune Kapasitesi	6xØ40-25mm, 3xØ50mm
Ekran	IP65- 7" Renkli dokunmatik ekran
Motor Gücü	Disk: 0.75kW, Kafa: 0.75kW
Disk Dönüş Yönü	Çift yön
Ağırlık	95kg (tek disk), 120kg (çift disk)
Güç Kaynağı	200-240V, 50/60Hz
Ölçüler (w x d x h)	585x750x705mm (tek disk), 760x750x705mm (çift disk)

mikrotest
The Key to Materials Science