ÜRÜN BİLGİ FORMU

Ürün kodu, adı ve açıklaması

Yeni kod	Eski kod	Ad	Açıklama
75110201	4315	Aka-Magnet ø200 mm 1 Pcs.	Kahverengi yuvarlak esnek mıknatıs
75110251	4325	Aka-Magnet ø250 mm 1 Pcs.	Kahverengi yuvarlak esnek mıknatıs
75110301	4335	Aka-Magnet ø300 mm 1 Pcs.	Kahverengi yuvarlak esnek mıknatıs
75110351	4345	Aka-Magnet ø350 mm 1 Pcs.	Kahverengi yuvarlak esnek mıknatıs

Malzeme

Kendinden yapışkanlı kauçuk manyetik disk.

Özellikler

"Ürün kodu, adı ve açıklaması" bölümüne bakınız.

Uygulama

Metalografik zımparalama ve parlatma cihazının düz çalışma diskini manyetik çalışma diskine çevirmede kullanılan kendinden yapışkanlı kauçuk mıknatıs.

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgilere dayalı olarak, bu ürün hiçbir şekilde sağlığa ve çevreye zararlı değildir.Bu ürün kimyasal madde yayan bir madde değildir ve sınıflandırmadan, etiketlemeden ve güvenlik bilgi formu gereksinimlerinden muaftır.
Bu ürün sadece yukarda belirtilen uygulama kapsamında kullanılmalıdır.
ABD için sadece: NFPA Rating: Sağlık: 0. Yangın: 0. Reaktivite: 0. Diğer: 0

REACH bilgisi

Bu ürünün tüm maddeleri REACH'e uygundur.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Çevresel koşullar

Atıkların atımı yerel otoritelerin gereksinimlerine uygun olarak yapılmalıdır.

Depolama bilgisi

Direk güneş ışından uzakta 5 – 40°C ortam sıcaklığında depolanmalıdır. Raf ömrü satın alma tarihinden itibaren 5 yıldır.