ÜRÜN BİLGİ FORMU

Ürün kodu, adı ve açıklaması

Yeni kod	Eski kod	Ad	Açıklama
75153202	4314	Aka-Rhaco PSA, Adapter ø200 mm 2 Pcs.	Şeffaf kauçuk kaplı şeffaf esnek disk
75153232	4317	Aka-Rhaco PSA, Adapter ø230 mm 2 Pcs.	Şeffaf kauçuk kaplı şeffaf esnek disk
75153252	4324	Aka-Rhaco PSA, Adapter ø250 mm 2 Pcs.	Şeffaf kauçuk kaplı şeffaf esnek disk
75153302	4334	Aka-Rhaco PSA, Adapter ø300 mm 2 Pcs.	Şeffaf kauçuk kaplı şeffaf esnek disk
75153352	4344	Aka-Rhaco PSA, Adapter ø350 mm 2 Pcs.	Şeffaf kauçuk kaplı şeffaf esnek disk

Malzeme

Şeffaf silikon kaplı kendinden yapışkanlı disk.

Özellikler

"Ürün kodu, adı ve açıklaması" bölümüne bakınız.

Uygulama

Düz zımpara kağıtlarını düz metal veya plastik çalışma diski kullanan metalografik parlatma ve zımparalama cihazına uygulama adaptör diski.

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgilere dayalı olarak, bu ürün hiçbir şekilde sağlığa ve çevreye zararlı değildir.Bu ürün kimyasal madde yayan bir madde değildir ve sınıflandırmadan, etiketlemeden ve güvenlik bilgi formu gereksinimlerinden muaftır.
Bu ürün sadece yukarda belirtilen uygulama kapsamında kullanılmalıdır.
ABD için sadece: NFPA Rating: Sağlık: 0. Yangın: 0. Reaktivite: 0. Diğer: 0

ÜRÜN BİLGİ FORMU

REACH bilgisi

Bu ürünün tüm maddeleri REACH'e uygundur.

Çevresel koşullar

Atıkların atımı yerel otoritelerin gereksinimlerine uygun olarak yapılmalıdır.

Depolama bilgisi

Direk güneş ışından uzakta 5 – 40°C ortam sıcaklığında depolanmalıdır. Raf ömrü satın alma tarihinden itibaren 3 yıldır.